

Inhalador de dosis medida (MDI)

¿Qué es un MDI?

Un inhalador de dosis medida (Metered Dose Inhaler, MDI) es un dispositivo que administra medicamentos a los pulmones. Cada atomización o inhalación, administra una pequeña cantidad del medicamento a los pulmones.

Es necesaria una dosis de cebado para garantizar que el MDI se llene con la cantidad correcta de medicamento. Deberá dar una dosis de cebado al MDI de su hijo la primera vez que lo use y si no lo ha usado por varios días.

Cebar el MDI:

- Quítele la tapa al MDI.
- Agite el inhalador.
- Atomícelo en el aire lejos de usted.
- Las instrucciones que vienen con el MDI le dirán cuantas veces debe cebarlo. Los distintos inhaladores tienen diferentes instrucciones de cebado.

Uso de un MDI sin cámara:

- Asegúrese de que el recipiente de metal esté insertado dentro del soporte plástico.
- Quítele la tapa al inhalador y sosténgalo verticalmente.
- Agite el inhalador para mezclar el medicamento antes de usarlo.
- Haga que su hijo exhale al final de una respiración normal.
- Haga que su hijo incline ligeramente la cabeza hacia atrás, coloque la pieza bucal en la boca y ciérrele los labios.
- Presione el inhalador mientras su hijo respira lentamente a través de su boca
- Haga que su hijo contenga la respiración por 5 segundos para permitir que el medicamento se disemine por los pulmones, luego que exhale lentamente por la nariz.
- Espere al menos un minuto entre inhalaciones.
- Repita los pasos para todas las inhalaciones indicadas por el médico.



Cómo saber cuándo el MDI se quedó sin medicamento:

- La mayoría de los MDI tienen un contador de dosis que muestra el número de dosis restantes de medicamento en el MDI.